

ONTDOOI & INSEMINATIE TECHNIEK

ONTDOOIEN

1. Zorg voor **SCHONE** handen en gereedschap en een tochtvrije omgeving. Werk in de nabijheid van de stikstofcontainer en het ontdooiapparaat.
2. Controleer het water in het ontdooiapparaat of thermoskan op reinheid. De temperatuur moet **35 - 37 °C** zijn, ook voor gesekst sperma.
3. Gebruik een **PINCET** om het rietje uit de canister te halen, aangezien handcontact de kwaliteit van het ontdooide sperma kan beïnvloeden.
4. Houdt de canister in de opening van de container onder de stikstofdamp. Zodoende blijft het overige sperma in de **KOUDE OMGEVING**.
5. Haal geen sperma uit de canister om te bekijken en om vervolgens weer terug te plaatsen; zorg voor een **CORRECTE VOORRAADADMINISTRATIE**. Alta 511 gesekst sperma wordt geleverd in rode rietjes voor gemakkelijke identificatie.
6. Haal met een pincet niet meer dan twee rietjes sperma uit het canister en plaats deze volledig in het water gedurende **45 SECONDEN**.
7. Warm al het inseminatiemateriaal, zoals inseminatiepistolet en huls, op door te wrijven met papier of blote schone hand. **VOORKOM EEN KOUDESCHOK!**
8. Haal het rietje uit het water en **DROOG** deze voorzichtig af met een schoon stuk papier. Een druppel water is dodelijk voor het sperma.
9. Knip het rietje door de luchtbel af onder een **RECHTE HOEK** (90 graden) met een schone, scherpe schaar.
10. Plaats het rietje sperma in de **PISTOLET** en plaats een schone **HULS** over de pistolet.
11. Steek de pistolet op een warme plek tussen de kleding of in een **GUNWARMER**.
12. Insemineer **ZO SNEL MOGELIJK** na ontdooien, zeker voor gesekst sperma is dit van groot belang.



ONTDOOI & INSEMINATIE TECHNIEK

INSEMINEREN

1. Zorg dat de te insemineren koeien vooraf **VAST** gezet zijn.
2. Maak de kling goed schoon, werk **HYGIËNISCH**.
3. Gebruik glijmiddel en bij elke inseminatie een **NIEUWE HANDSCHOEN**.
4. Insemineer ongeveer **8-12 UUR** na de geconstateerde staande tocht.
5. Het gebruik van **Alta COW WATCH** is een ideaal middel om 24 uur per dag tochtige dieren te detecteren en het juiste inseminatiemoment te bepalen. Ook met gezondheidsmonitoring!
6. Vergroot de kans op een dracht met 2-5% door **Alta's CONCEPT PLUS** stieren te gebruiken.



ALTA GENETICS

Zijlsterweg 4 | 9892 PK Feerwerd
T 0594 620 940 (NL) | T 0475 790 130 (BE)
E info@altagenetics.nl | altagenetics.nl